



PIP®

Kit d'hygiène pour les manchons d'oreilles passifs V3

- Comprend une paire d'écouteurs de remplacement, une paire d'inserts en mousse
- Les coussinets d'oreille doivent être remplacés deux fois par an, ou lorsque le coussin montre des signes de dommages

Données techniques

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | OS |
| Emballages | Un par sac |
| Emballé | 200/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 62.00 x 60.00 x 54.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 10.00 |
| Pays d'origine | Chine |
| Style | -- |
| Type de protection | Passif |
| EN 352 | -- |
| Construction | -- |
| Certifications | -- |
| Circularité des produits | Réutilisable / Lavable |

Données de performance

| | |
|----------------------------------|-------|
| Classement NRR (ANSI S3.19-1974) | -- |
| Classement SNR | -- |
| SLC 80 | -- |
| Classe SLC 80 | Class |
| CSA Z94.2 | Class |

Instructions d'entretien

Laver régulièrement à l'eau et au savon doux. Laissez les coussins sécher à l'air.